



近赤外線反射マーカーボール

ナビゲーションユニットによる
術中ナビゲーションを
可能にするマーカーです。

滅菌包装、
単回使用の
製品です。




【スナップ・オン型】



【スクリュー型】

被せて押し込むスナップ・オン型と被せてねじ込むスクリュー型の2種類があります。プローブなどポジショニングツールに接続して使用します。事前に取り付け方法をご確認下さい。



光学拡大鏡103倍

球の表面は数万個のマイクロビーズが特殊な方法でコーティングされており、システムから照射される赤外線光を反射します。反射像は均一で、トラッキング中にマークされた全ての点は正確に検出されていきます。

品番	型式	JANコード	入数	希望小売価格
S2-BK115-10	スナップ・オン型	4570142095272	10個(5個×2)	¥19,000 (税込 ¥20,900) 単価 ¥1,900 (税込 ¥2,090)
S2-BK115-100	スナップ・オン型	4570142095289	100個(5個×20)	¥180,000 (税込 ¥198,000) 単価 ¥1,800 (税込 ¥1,980)
S2-BL130-10	スクリュー型	4570142095258	10個(5個×2)	¥16,000 (税込 ¥17,600) 単価 ¥1,600 (税込 ¥1,760)
S2-BL130-100	スクリュー型	4570142095265	100個(5個×20)	¥152,000 (税込 ¥167,200) 単価 ¥1,520 (税込 ¥1,672)

販売名：AIM 脊椎手術用器械 届出番号：13B1X10217S00064



SURGICAL SPINE

製造販売業者

株式会社サージカル・スパイン 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-19-1 NBCビル4F TEL. 03-6265-0903 FAX. 03-6265-0902

www.s2i.co.jp

