

タント台

器械出しのスピードを短縮する
日本初の2段式手術用器械台



省スペース

2段式にしたことで省スペースを実現しました。



見やすく設置

スタッキングすることなく器械トレーを設置することができます。



時間短縮

少ない移動で器械出しのスピードを短縮することができます。



ドレープ

AAMIレベル4準拠の専用ドレープ(滅菌済・単回使用)は、簡単に取り付けることが可能です。



サイズ選択

幅1200×奥行750mm。
メインテーブルの高さを900～1200mmの範囲でご指定いただけます。(上段の高さは固定です)



*タント(tanto)はイタリア語で「多くの」という意味です

総販売元

株式会社サージカル・スパイン

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-19-1 NBCビル4F TEL. 03-6265-0903 www.s2i.co.jp



SURGICAL SPINE