

# 甲状腺カバー ワイド

肌に触れるものだから  
「自分専用で  
清潔に使いたい」  
を叶える価格で登場。

1枚あたり  
(60枚入)  
**¥1,240**  
(税込 ¥1,364)



## 放射線遮蔽率

100kV : 50% 以上



## 清潔に使える

セミディスポタイプで  
自分専用を実現。



## 抜群の装着感

柔軟な素材で  
首元にフィット。



## 超軽量

鉛フリーで **100g前後** を実現。  
長時間の着用も疲れません。  
\*重さは個体差があります。

品番	名称	入数	希望小売価格
KOD-010	甲状腺カバー ワイド (10枚入)	10	¥15,000 (税込 ¥16,500) 単価 <b>¥1,500</b> (税込 ¥1,650)
	甲状腺カバー ワイド (60枚入)	60	¥74,400 (税込 ¥81,840) 単価 <b>¥1,240</b> (税込 ¥1,364)

販売名：X線防護用カバー 製造販売業者：株式会社メディテックジャパン 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目2番7号山口興産希島ビル6階 届出番号：27B1X00114000X01

[www.s2i.co.jp](http://www.s2i.co.jp)

かつてない「装着感」と「軽さ」を体感してみませんか。

