

【未滅菌】ダイヤモンドバー



ダイヤモンドバー

ZORO



SURGICAL SPINE

ダイヤモンドバー ZORO

■ Hall サージエアトームⅡタイプ対応





【チャック部】

ダイヤモンドバー ZORO
φ2.0mmZHL 粗目

ダイヤモンドバー ZORO
φ3.0mmZHL 粗目

ダイヤモンドバー ZORO
4.0mmZHL 粗目



品番	DB20-0644ZHL-C80	DB30-0654ZHL-C80	DB40-0664ZHL-C80
JAN コード	4589571572247	4589571572803	4589571572254
最大径(mm)	2.0	3.0	4.0
全長(mm)	64.4	65.4	66.4
オープン価格			

販売名：ダイヤモンドバー ZORO 製造販売届出番号：13B1X10217S00021

■ マイダスレックスレジェンドタイプ対応

【チャック部】

ダイヤモンドバー ZORO
Φ1.5mmMML 粗目

ダイヤモンドバー ZORO
4.0mmMML 粗目



品番	DB15-1054MML-C80	DB40-1054MML-C80
JAN コード	4589571577389	4589571577396
最大径(mm)	1.5	4.0
全長(mm)	105.4	105.4
オープン価格		

販売名：ダイヤモンドバー ZORO 製造販売届出番号：13B1X10217S00021

- 各種サイズ、その他メーカーに対応したダイヤモンドバーも製作検討いたします。
当社営業までお気軽にご用命ください。



但し、価格については、メーカーごとに変動がございます。

製造販売業者

株式会社サージカル・スパイン

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 2-19-1 NBC ビル

TEL. 03-6265-0903 FAX. 03-6265-0902 www.s2i.co.jp



SURGICAL SPINE